

# Inmunoensayo



**AIA-900**  
Sobremesa



**AIA-900**  
Modelo de Cargador



**AIA-900**  
Con Clasificador  
de 9 Bandejas



**AIA-900**  
Con Clasificador  
de 19 Bandejas

## Analizador Automatizado de Inmunoensayo

- Reactivo en Copas de Unidad Unitaria - No requiere pre-mezcla o pre-medida
- Formato: Reactivo en seco
- Reactivos comunes en todos los sistemas Tosoh AIA (Sustrato, Lavado y Diluyente)
- 90 días estabilidad de calibración en la mayoría de las pruebas
- Codigos de barra para fácil manejo de identificación de pacientes e inventario
- 10 minutos de incubación para la mayoría de las pruebas
- Libre de Biotina: Inmunoensayo diseñado sin riesgo de interferencia de biotina (Biotin-free)

## Menu Tosoh AIA

<b>Marcadores Tumorales</b>	<b>Tiroides</b>	<b>Marcadores Cardiacos</b>	<b>Hormonas</b>	<b>Marcadores Renales</b>
AFP	TSH	BNP	b-HCG	Cistatina C
CA 125	TT3	CKMB	b-HCG II	iPTH
CA 27.29	T4	Dímero D	DHEA-S	Microglobulina b-2
CA 19-9	FT3	Mioglobina	Estradiol	<b>Pruebas Adicionales</b>
CA 15-3	FT4	Troponina I 2nd Gen	hs Estradiol	ACTH
CEA	T-Uptake	Troponina I 3rd Gen	FSH	Homocisteina
PSA	Tg Ab	<b>Enfermedades Infecciosas</b>	HCG	IgE II
PSA II	TPO Ab	HBeAb	LH II	Osteocalcina
PSA libre	TSH 3rd Gen	HBeAg	Prolactina	PAP
Tiroglobulina *	<b>Anemia</b>	HBsAb	Progesterona II	Vitamina D
<b>Diabetes</b>	Ferritina		Progesterona III	
Insulina	Folato		SHBG	
Péptido C II	RBC Folate		Testosterona	
	Vitamina B12			

Escanea aquí  
para más  
información

