

# Hematología


## BC-6200



### Analizador Hematológico automático

Los administradores de laboratorios buscan hoy un analizador con mejores valores clínicos, como una mayor eficiencia de mercado, para reducir la proporción de exámenes microscópicos, resultados de eritrocitos nucleados (NRBC/RET) y fluidos corporales generados en un sistema de dimensiones reducidas, todo dentro del presupuesto limitado. El equipo Mindray BC-6200 no solo cumple con todos estos requisitos clínicos sino que exceden su expectativa.

### Características




#### Resultado de NRBC en cada hemograma completo (CBC)

- En el diagrama de dispersión WNB, el BC-6200 proporciona los resultados de eritrocitos nucleados (NRBC), basófilos y WBC-N\*. Esto significa que se puede medir la cantidad real de eritrocitos nucleados en hemogramas de rutina, si están presentes.
- Los basófilos se cuentan en este canal de recuento con resultados de NRBC.
- Los resultados de basófilos y NRBC se generan en el BC-6200 sin reactivos ni costos adicionales.



#### Menos tiempo de análisis

El BC-6200 puede cargar hasta 50 muestras a la vez y ofrece un rendimiento de hasta 110 análisis por hora.



#### Resultados de RET y PLT-O más precisos

Gracias al nuevo colorante fluorescente, los reticulocitos (RET) y las plaquetas (PLT-O) se tiñen de modo más específico y producen una fluorescencia más fuerte, lo que brinda resultados más precisos de reticulocitos y plaquetas.



#### Repetición & Reflejo Automático

Si los resultados de la muestra activan los criterios, el autocargador de BC-6200 puede volver a los racks de muestra para una repetición automática o una comprobación refleja.

Escanea aquí para más información

